

сиграл®

ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ЗАПЯСТНОГО КАНАЛА



ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

CURPAL ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«curpal» - это манжета, предназначенная для лечения синдрома запястного канала.

Используйте «curpal» только в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

ОТКРОЙТЕ МАНЖЕТУ

Перед тем как надеть «curpal», его нужно открыть.

Открывается он очень легко. Для этого Вам необходимо поставить большой палец руки на голубую ручку, а указательный – на ребро держателя. Теперь сводите большой и указательный палец вместе.

НАДЕНЬТЕ МАНЖЕТУ

Вставьте руку, которой требуется процедура, в открытое устройство. Большой палец продевается в овальное отверстие. Правильным является такое положение устройства «curpal», при котором щель между поверхностями находится со стороны ладони, а подушка для нагнетания воздуха – на тыльной стороне руки.

ЗАКРОЙТЕ МАНЖЕТУ

Теперь манжету «curpal» нужно закрыть. Проще всего это сделать, притянув голубую ручку к ребру держателя свободной рукой.



ЛЕЧЕНИЕ

1. Возьмите ручной насос в свободную руку и закройте его вентиль. Для этого нужно просто повернуть хромированное колесико вправо.
2. Теперь ручным насосом закачивайте воздух в воздушную подушку манжеты, пока стрелка на манометре не покажет от 180 до 200 мм рт. ст.
3. Такое давление нужно поддерживать в течение 2 минут. Если во время процедуры манометр покажет минимальное снижение давления, Вы можете отрегулировать его, немного подкачав подушку ручным насосом.

**НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ
УКАЗАННОЕ ДАВЛЕНИЕ!**



ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Спустите воздух из подушки. Для это нужно просто повернуть хромированное колесико влево. Теперь подождите одну минуту, а затем повторите шаги 2 и 3.

После процедуры полностью спустите воздух и полностью откройте манжету. Для этого Вам нужно просто поставить большой палец свободной руки на голубую ручку, а указательный – на ребро держателя, а затем свести пальцы.

Повторяйте всю процедуру в течение 4-6 недель 3 раза в день. В отдельных случаях может потребоваться более продолжительное лечение.



«surpal» можно использовать только в соответствии с описанием, данным в настоящей инструкции. Мы рекомендуем воспользоваться помощью врача или имеющего соответствующее образование медицинского персонала.

Компания «surmed GmbH & Co.KG» не несет ответственности за медицинское ухудшение состояния или иной другой ущерб, который может возникнуть в связи с использованием манжеты «surpal».

ВНИМАНИЕ

- «surpal» не смягчает симптомы остеоартрита области большого пальца!
- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** «surpal»,
 - если Вы страдаете остеоартритом,
 - если за последние шесть месяцев Вы перенесли операцию на кисти руки,
 - если у Вас наблюдались переломы в связи с хрупкостью костей,
 - если боль сохраняется или усиливается,
 - если устройство повреждено,
 - если устройство не удерживает давление,
 - на открытые раны или поблизости с ними,
 - при наличии кожных реакций.

- **НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ** устройство воздействию очень высоких температур.
- **ПРИМЕНЯЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО ТАК**, как указано в инструкции по применению или в соответствии с назначением врача.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ МАНЖЕТЫ «SURPAL»

При обычном использовании очистка манжеты «surpal» не требуется. При необходимости небольшие загрязнения можно удалить салфеткой с нанесенным на нее дезинфекционным средством (входящим в перечни Института им. Роберта Коха (RKI) или Объединения прикладной гигиены (VAH)).

Не помещайте ни все устройство полностью, ни его отдельные части под воду, поскольку это может привести к повреждениям или непригодности устройства к использованию.

Следите за тем, чтобы в ручной насос или манометр не попадала вода. Не подвергать воздействию очень высоких температур.

При правильном использовании устройства гарантийный срок составляет два года.

Желаем Вам успешного лечения.

curmed®

«curmed GmbH & Co.KG»

Макс-Планк-Штрассе, 49

D-78052 Филлинген-Швеннинген



00.382368